



# 飛沫感染予防グッズ フェイスシールド



より一層の予防対策グッズ マスクの上から簡単にフェイスシールド！

口元はもちろん、目からの飛沫感染予防になります。

同一商品で、ゴムマスクかメガネと共に取り付けることができ、  
いずれも簡単に装着することができます。



切り込みにマスクのゴムを通します。

丸穴にメガネやゴーグルのフレームを通します。



マスクを使っでの装着動画



取り付け方法はこちらから



メガネを使っでの装着動画

## 2WAY 機能でお好み合わせ便利に活用

対応マスクは、ゴム紐タイプになっております。ご使用マスクの形状確認をお願いいたします。

対応メガネはフレーム幅 10mmまでとなります。ご使用のメガネの形状確認をお願いいたします。



素材：クリアファイルでなじみのあるPP 素材

より一層透明度の高い素材を使用しており視界が良好です！！